

Bezpieczeństwo zabiegów medycznych

odzież, pościel i podkłady,
środki ochrony indywidualnej



KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

SPIS TREŚCI



FARTUCHY MEDYCZNE

- 5 | fartuch medyczny z gumkami, włókninowy, niejałowy
- 5 | fartuch medyczny z mankietami, włókninowy, niejałowy



ODZIEŻ OPERACYJNA

- 7 | bluza operacyjna z krótkim rękawem, włókninowa, niejałowa
- 7 | spodnie operacyjne wiązane, włókninowe, niejałowe
- 8 | bluza operacyjna z długim rękawem, włókninowa, niejałowa
- 9 | ubranie operacyjne, bluza z krótkim rękawem i spodnie, włókninowe, niejałowe



CZEPKI I MASKI OCHRONNE

- 11 | czepek medyczny typu beret, włókninowy
- 11 | DONA, czepek medyczny typu beret
- 11 | LILI, czepek medyczny z gumką
- 12 | POLA, czepek medyczny z gumką
- 12 | SOL, czepek medyczny z trokami
- 12 | ABI, czepek medyczny z trokami
- 13 | BEN, czepek medyczny z trokami
- 13 | TOM, czepek medyczny z trokami
- 13 | ROS, czepek medyczny z trokami
- 14 | NINO, czepek medyczny
- 14 | KOKO long, czepek medyczny przedłużony
- 14 | DORA long, czepek medyczny przedłużony
- 15 | maska medyczna wiązana na troki, niejałowa
- 15 | maska medyczna z gumkami, niejałowa



ODZIEŻ DLA PACJENTA

- 17 | koszula pacjenta, włókninowa, wiązana, niejałowa
- 17 | koszula pacjenta, włókninowa, z wycięciem Y, niejałowa
- 17 | koszula pacjenta, włókninowa, z wycięciem V, niejałowa
- 18 | koszula pacjenta, położnicza, włókninowa, niejałowa
- 18 | spodenki do kolonoskopii z włókniny SMS, niejałowe
- 18 | spodenki do kolonoskopii z włókniny polipropylenowej, niejałowe
- 19 | spódnica ginekologiczna, włókninowa, niejałowa
- 19 | majtki do badań, jednorazowego użytku, niejałowe
- 19 | majtki do badań, jednorazowego użytku, niejałowe



OCHRONIACZE NA BUTY

- 21 | ochroniacze na buty, niejałowe
- 21 | ochroniacze na buty, wysokie, niejałowe



POŚCIEL I PODKŁADY JEDNORAZOWE

- 23 | prześcieradło medyczne, jednorazowego użytku, niejałowe
- 23 | poszewka medyczna, jednorazowego użytku, niejałowa
- 23 | poszwa medyczna, jednorazowego użytku, niejałowa
- 24 | komplet pościeli medycznej, jednorazowego użytku, niejałowy
- 24 | podkład chłonny, niejałowy
- 24 | podkład chłonny na stół operacyjny, niejałowy
- 25 | prześcieradło medyczne jednorazowego użytku, wzmocnione, niejałowe
- 25 | termiczne okrycie pacjenta SOFT
- 25 | termiczne okrycie pacjenta



KOMBINEZON OCHRONNY

- 27 | kombinezon ochronny Safe+



FARTUCHY MEDYCZNE

Bariera dla zanieczyszczeń stworzona w trosce o bezpieczeństwo.
Przeznaczone do stosowania przez personel medyczny, jak również
dla odwiedzających oddziały szpitalne.

FARTUCH MEDYCZNY z gumkami, włókninowy, niejałowy

właściwości:

- wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m², 25 g/m², 30 g/m² lub 40 g/m²
- wiązany na troki w talii oraz na szyi
- rękawy długie zakończone gumką
- przewiewny
- rozmiar L, XL
- jednorazowego użytku

kod	gramatura	rozmiar	kolor	opakowanie jednostkowe
BT-019-20B3-L	20 g/m ²	L	niebieski	10 szt.
BT-019-20G3-L	20 g/m ²	L	zielony	10 szt.
BT-019-20G4-XL	20 g/m ²	XL	zielony	10 szt.
BT-019-20W3-L	20 g/m ²	L	biały	10 szt.
BT-019-25G3-L	25 g/m ²	L	zielony	10 szt.
BT-019-25G4-XL	25 g/m ²	XL	zielony	10 szt.
BT-019-25B3-L	25 g/m ²	L	niebieski	10 szt.
BT-019-30G3-L	30 g/m ²	L	zielony	10 szt.
BT-019-30G4-XL	30 g/m ²	XL	zielony	10 szt.
BT-019-40G3-L	40 g/m ²	L	zielony	10 szt.
BT-019-40B3-L	40 g/m ²	L	niebieski	10 szt.



opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.



dostępne kolory:



rękawy zakończone gumką



FARTUCH MEDYCZNY z mankietami, włókninowy, niejałowy

właściwości:

- wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m², 25 g/m², 30 g/m² lub 40 g/m²
- wiązany na troki w talii oraz na szyi
- rękawy długie zakończone mankietem
- przewiewny
- rozmiary: L, XL, XXL
- jednorazowego użytku

kod	gramatura	rozmiar	kolor	opakowanie jednostkowe
BT-015-20G3-L	20 g/m ²	L	zielony	10 szt.
BT-015-20G4-XL	20 g/m ²	XL	zielony	10 szt.
BT-015-25G3-L	25 g/m ²	L	zielony	10 szt.
BT-015-25B3-L	25 g/m ²	L	niebieski	10 szt.
BT-015-25G4-XL	25 g/m ²	XL	zielony	10 szt.
BT-015-30G3-L	30 g/m ²	L	zielony	10 szt.
BT-015-30B3-L	30 g/m ²	L	niebieski	10 szt.
BT-015-30G4-XL	30 g/m ²	XL	zielony	10 szt.
BT-015-30G5-XXL	30 g/m ²	XXL	zielony	10 szt.
BT-015-40G3-L	40 g/m ²	L	zielony	10 szt.
BT-015-40B3-L	40 g/m ²	L	niebieski	10 szt.
BT-015-40G4-XL	40 g/m ²	XL	zielony	10 szt.
BT-015-40B4-XL	40 g/m ²	XL	niebieski	10 szt.



opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.



dostępne kolory:



rękawy zakończone mankietem





ODZIEŻ OPERACYJNA

Zminimalizowanie zanieczyszczeń pola operacyjnego złączonym naskórkiem pochodzącym od personelu przy jednoczesnej dbałości o komfort użytkownika.

BLUZA OPERACYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM

włókninowa, niejałowa

właściwości:

- wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47 g/m²
- rękaw krótki
- 3 duże kieszenie
- zapinana na nap przy szyi
- jednorazowego użytku

kod	rozmiar	opakowanie jednostkowe
BT-018-S47B0-XS-SOFT2	XS	1 szt.
BT-018-S47B1-S-SOFT2	S	1 szt.
BT-018-S47B2-M-SOFT2	M	1 szt.
BT-018-S47B3-L-SOFT2	L	1 szt.
BT-018-S47B4-XL-SOFT2	XL	1 szt.
BT-018-S47B5-XXL-SOFT2	XXL	1 szt.
BT-018-S47B6-XXXL-SOFT2	XXXL	1 szt.
BT-018-S47B7-XXXXL-SOFT2	XXXXL	1 szt.



opakowanie zbiorcze:
50 x 1 szt.



dostępne kolory:



zapinana na nap przy szyi



SPODNIE OPERACYJNE WIĄZANE

włókninowe, niejałowe

właściwości:

- wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47 g/m²
- wiązane w pasie
- 1 duża kieszeń zapinana na nap
- jednorazowego użytku

kod	rozmiar	opakowanie jednostkowe
BT-018-T47B0-XS-SOFT1	XS	1 szt.
BT-018-T47B1-S-SOFT1	S	1 szt.
BT-018-T47B2-M-SOFT1	M	1 szt.
BT-018-T47B3-L-SOFT1	L	1 szt.
BT-018-T47B4-XL-SOFT1	XL	1 szt.
BT-018-T47B5-XXL-SOFT1	XXL	1 szt.
BT-018-T47B6-XXXL-SOFT1	XXXL	1 szt.
BT-018-T47B7-XXXXL-SOFT1	XXXXL	1 szt.



opakowanie zbiorcze:
50 x 1 szt.



dostępne kolory:



wiązane w pasie



BLUZA OPERACYJNA Z DŁUGIM RĘKAWEM

włókninowa, niejąłowa

właściwości:

- wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47 g/m²
- rękaw długi zakończony mankietem
- 2 duże kieszenie
- zapinana na napy
- jednorazowego użytku

kod	rozmiar	opakowanie jednostkowe
BT-018-O47B1-S-SOFT3	S	1 szt.
BT-018-O47B2-M-SOFT3	M	1 szt.
BT-018-O47B3-L-SOFT3	L	1 szt.
BT-018-O47B4-XL-SOFT3	XL	1 szt.
BT-018-O47B5-XXL-SOFT3	XXL	1 szt.



opakowanie zbiorcze:
50 x 1 szt.



dostępne kolory:



rękawy zakończone mankietem



UBRANIE OPERACYJNE

bluza z krótkim rękawem i spodnie, włókninowe, niejąłowe

właściwości:

- wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²
- bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i 3 kieszeniami
- spodnie z trokami w pasie
- bluza i spodnie w kolorze niebieskim dostępne są również w opakowaniach indywidualnych
- jednorazowego użytku

KOMPLET (BLUZA + SPODNIE)

kod	rozmiar	kolor	opakowanie jednostkowe
BT-017-S35B1-S-SMS	S	niebieski	1 kpl.
BT-017-S35B2-M-SMS	M	niebieski	1 kpl.
BT-017-S35B3-L-SMS	L	niebieski	1 kpl.
BT-017-S35B4-XL-SMS	XL	niebieski	1 kpl.
BT-017-S35B5-XXL-SMS	XXL	niebieski	1 kpl.
BT-017-S35B6-XXXL-SMS	XXXL	niebieski	1 kpl.
BT-017-S35B7-XXXXL-SMS	XXXXL	niebieski	1 kpl.
BT-017-S35G1-S-SMS	S	zielony	1 kpl.
BT-017-S35G2-M-SMS	M	zielony	1 kpl.
BT-017-S35G3-L-SMS	L	zielony	1 kpl.
BT-017-S35G4-XL-SMS	XL	zielony	1 kpl.
BT-017-S35G5-XXL-SMS	XXL	zielony	1 kpl.
BT-017-S35V1-S-SMS	S	fioletowy	1 kpl.
BT-017-S35V2-M-SMS	M	fioletowy	1 kpl.
BT-017-S35V3-L-SMS	L	fioletowy	1 kpl.
BT-017-S35V4-XL-SMS	XL	fioletowy	1 kpl.
BT-017-S35V5-XXL-SMS	XXL	fioletowy	1 kpl.



opakowanie zbiorcze:
50 x 1 kpl.



dostępne kolory:



BLUZA

kod	rozmiar	kolor	opakowanie jednostkowe
BT-018-S35B1-S-SMS	S	niebieski	1 szt.
BT-018-S35B2-M-SMS	M	niebieski	1 szt.
BT-018-S35B3-L-SMS	L	niebieski	1 szt.
BT-018-S35B4-XL-SMS	XL	niebieski	1 szt.
BT-018-S35B5-XXL-SMS	XXL	niebieski	1 szt.



opakowanie zbiorcze:
50 x 1 szt.



dostępne kolory:



SPODNIE

kod	rozmiar	kolor	opakowanie jednostkowe
BT-018-T35B1-S-SMS	S	niebieski	1 szt.
BT-018-T35B2-M-SMS	M	niebieski	1 szt.
BT-018-T35B3-L-SMS	L	niebieski	1 szt.
BT-018-T35B4-XL-SMS	XL	niebieski	1 szt.
BT-018-T35B5-XXL-SMS	XXL	niebieski	1 szt.



opakowanie zbiorcze:
50 x 1 szt.



dostępne kolory:





CZEPKI I MASKI OCHRONNE

Ochrona przed złuszczonej naskórką, owłosieniem oraz zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową.

czepek medyczny typu beret, włókninowy

właściwości:

- ściągany gumką
- średnica ok. 53 cm
- wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej
- doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- jednorazowego użytku, niejałowy

kod	kolor	opakowanie jednostkowe
BT-008-18G	zielony	100 szt.
BT-008-18B	niebieski	100 szt.



opakowanie zbiorcze:
10 x 100 szt.



dostępne kolory:



DONA czepek medyczny typu beret

właściwości:

- ściągany gumką
- średnica ok. 47 cm
- wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej
- doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- jednorazowego użytku, niejałowy

kod	kolor	opakowanie jednostkowe
BT-008-25G-B1-V	zielony	100 szt.
BT-008-25B-B1-V	niebieski	100 szt.
BT-008-25G-B1-V-XL	zielony	100 szt.



opakowanie zbiorcze:
4 x 100 szt.



dostępne kolory:



LILI czepek medyczny z gumką

właściwości:

- czepek w kształcie furażerki z gumką w części tylnej
- wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej
- doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- jednorazowego użytku, niejałowy

kod	kolor	opakowanie jednostkowe
BT-001-25G-R1-V	zielony	100 szt.
BT-001-25B-R1-V	niebieski	100 szt.
BT-001-25P-R1-V	różowy	100 szt.
BT-001-25Y-R1-V	żółty	100 szt.



opakowanie zbiorcze:
6 x 100 szt.



dostępne kolory:



POLA

czepki medyczny z gumką

właściwości:

- czepki w kształcie furażerki z gumką w części tylnej
- wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
- zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością, a dodatkowo jest przyjemna w dotyku, co wpływa na zwiększenie odczuwanego komfortu noszenia
- doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- jednorazowego użytku, niejałowy

kod	opakowanie jednostkowe
BT-001-45B-SPN	100 szt.



opakowanie zbiorcze:
6 x 100 szt.



dostępne kolory:



SOL

czepki medyczny z trokami

właściwości:

- czepki w kształcie furażerki wiązany na troki
- wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej
- doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- jednorazowego użytku, niejałowy

kod	kolor	opakowanie jednostkowe
BT-007-25G-T1-V	zielony	100 szt.
BT-007-25B-T1-V	niebieski	100 szt.



opakowanie zbiorcze:
6 x 100 szt.



dostępne kolory:



ABI

czepki medyczny z trokami

właściwości:

- czepki w kształcie furażerki wiązany na troki
- po wyinięciu część przednia utworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem
- wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej
- doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- jednorazowego użytku, niejałowy

kod	kolor	opakowanie jednostkowe
BT-007-25G-T2-V	zielony	100 szt.
BT-007-25B-T2-V	niebieski	100 szt.
BT-007-25P-T2-V	różowy	100 szt.
BT-007-25Y-T2-V	żółty	100 szt.



opakowanie zbiorcze:
6 x 100 szt.



dostępne kolory:



BEN

czepek medyczny z trokami

właściwości:

- czepek w kształcie furażerki wiązany na troki
- wykonany z perforowanej włókniny Spunlace Mesh
- doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- jednorazowego użytku, niejałowy

kod	opakowanie jednostkowe
BT-007-35B-SPNM	100 szt.

 opakowanie zbiorcze:
10 x 100 szt.

 dostępne kolory:




TOM

czepek medyczny z trokami



właściwości:

- czepek w kształcie furażerki, wiązany na troki
- posiada wstawkę antypotną na całym obwodzie
- wykonany z włókniny polipropylenowej
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- jednorazowego użytku, niejałowy

kod	opakowanie jednostkowe
BT-007-P20G	100 szt.

 opakowanie zbiorcze:
10 x 100 szt.

 wstawka antypotna

 dostępne kolory:




ROS

czepek medyczny z trokami

właściwości:

- czepek w kształcie furażerki, wiązany na troki
- posiada wstawkę antypotną w części czołowej
- wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- nie zawiera lateksu
- jednorazowego użytku, niejałowy

kod	opakowanie jednostkowe
BT-007-P45B	50 szt.

 opakowanie zbiorcze:
6 x 50 szt.

 wstawka antypotna

 dostępne kolory:




NINO czepek medyczny

właściwości:

- czepek wkładany bez gumki oraz troków, przeznaczony dla osób o krótkich włosach
- posiada dwie warstwy włókniny w części bocznej
- wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej
- doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- jednorazowego użytku, niejałowy

kod	kolor	opakowanie jednostkowe
BT-001-25G-D-V	zielony	100 szt.
BT-001-25B-D-V	niebieski	100 szt.



opakowanie zbiorcze:
6 x 100 szt.



dostępne kolory:



KOKO long czepek medyczny przedłużany

właściwości:

- czepek z wydłużoną częścią tylną, wykończony gumką
- stanowi doskonałe zabezpieczenie dla osób z dłuższymi włosami
- wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej
- doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- jednorazowego użytku, niejałowy

kod	kolor	opakowanie jednostkowe
BT-001-25G-S1-V	zielony	100 szt.
BT-001-25B-S1-V	niebieski	100 szt.



opakowanie zbiorcze:
6 x 100 szt.



do długich
włosów



dostępne kolory:



DORA long czepek medyczny przedłużany

właściwości:

- czepek z wstawką antypotną w części czołowej
- dzięki specjalnej konstrukcji świetnie podtrzymuje włosy oraz dopasowuje się do kształtu głowy
- stanowi doskonałe zabezpieczenie dla osób z dłuższymi włosami
- wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
- doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- jednorazowego użytku, niejałowy

kod	opakowanie jednostkowe
BT-001-45B-S-SPN	50 szt.



opakowanie zbiorcze:
6 x 50 szt.



wstawką
antypotną



do długich
włosów



dostępne kolory:



MASKA MEDYCZNA

wiązana na troki, niejąłowa

właściwości:

- wykonana z trzech warstw niepyłającej i hipoalergicznnej włókniny
- posiada wkładkę modelującą na nos
- okrywa usta i nos, zapewnia barierę w celu zminimalizowania bezpośredniego przenoszenia czynników infekcyjnych pomiędzy personelem a pacjentem
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- jednorazowego użytku

kod	kolor	opakowanie jednostkowe
BT-046-32G	zielony	50 szt.
BT-046-32B	niebieski	50 szt.
BT-046-32P	różowy	50 szt.
BT-046-32W	biały	50 szt.



opakowanie zbiorcze:
20 x 50 szt.



posiada
3 warstwy



typ II zgodnie
z normą EN 14683



dostępne kolory:



MASKA MEDYCZNA

z gumkami, niejąłowa

właściwości:

- wykonana z trzech warstw niepyłającej i hipoalergicznnej włókniny
- posiada wkładkę modelującą na nos
- okrywa usta i nos, zapewnia barierę w celu zminimalizowania bezpośredniego przenoszenia czynników infekcyjnych pomiędzy personelem a pacjentem
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- jednorazowego użytku

kod	kolor	typ zgodnie z normą EN 14683	opakowanie jednostkowe
BT-046-31G	zielony	typ II	50 szt.
BT-046-31B	niebieski	typ II	50 szt.
BT-046-31P	różowy	typ II	50 szt.
BT-046-31W	biały	typ II	50 szt.
BT-046-R31B	niebieski	typ II R	50 szt.



opakowanie zbiorcze:
20 x 50 szt.



posiada
3 warstwy



dostępne kolory:





ODZIEŻ DLA PACJENTA

Różnorodne rozwiązania dostosowane do rodzaju zabiegu oraz sprawności ruchowej pacjenta stworzone w trosce o jego komfort i poczucie godności osobistej.

KOSZULA PACJENTA

włókninowa, wiązana, niejąłowa

właściwości:

- wykonana z włókniny SMS
- krótkie rękawy
- wiązana na białe troki w talii oraz na szyi
- łatwe zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących
- jednorazowego użytku

kod	materiał	rozmiar	gramatura	opakowanie jednostkowe
BT-0022-33B-SMS	włóknina SMS	uniwersalny	33 g/m ²	10 szt.



opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.



dostępne kolory:



KOSZULA PACJENTA

włókninowa, z wycięciem Y, niejąłowa

właściwości:

- wykonana z włókniny polipropylenowej lub włókniny SMS
- krótkie rękawy i wycięcie „Y” pod szyją
- zakładana przez głowę
- jednorazowego użytku

kod	materiał	rozmiar	gramatura	opakowanie jednostkowe
BT-0022-40DB-PP	włóknina polipropylenowa	uniwersalny	40 g/m ²	10 szt.



opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.



dostępne kolory:



KOSZULA PACJENTA

włókninowa, z wycięciem V, niejąłowa

właściwości:

- wykonana z włókniny Spunlace lub SMS
- zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością, wytrzymałością, a dodatkowo jest przyjemna w dotyku, co wpływa na zwiększenie komfortu pacjenta
- krótkie rękawy i wycięcie pod szyją
- zakładana przez głowę
- jednorazowego użytku

kod	materiał	rozmiar	gramatura	kolor	opakowanie jednostkowe
BT-0022-45W-SPN	włóknina Spunlace	uniwersalny	45 g/m ²	biały	10 szt.
BT-0022-45B-SPN	włóknina Spunlace	uniwersalny	45 g/m ²	niebieski	10 szt.




opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.



dostępne kolory:



 przyjemna dla skóry



KOSZULA PACJENTA

położnicza, włókninowa, niejałowa

właściwości:

- wykonana z włókniny SMS
- z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi i w pasie (inne wersje dostępne na zamówienie)
- dostępna w pięciu rozmiarach: S, M, L, XL, XXL
- jednorazowego użytku

kod	materiał	rozmiar	gramatura	opakowanie jednostkowe
BT-0022-35B-SMS-DM-001-S	włóknina SMS	S	35 g/m ²	10 szt.
BT-0022-35B-SMS-DM-001-M	włóknina SMS	M	35 g/m ²	10 szt.
BT-0022-35B-SMS-DM-001-L	włóknina SMS	L	35 g/m ²	10 szt.
BT-0022-35B-SMS-DM-001-XL	włóknina SMS	XL	35 g/m ²	10 szt.
BT-0022-35B-SMS-DM-001-XXL	włóknina SMS	XXL	35 g/m ²	10 szt.



opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.



dostępne kolory:



SPODENKI DO KOLONOSKOPII

z włókniny SMS, niejałowe

właściwości:

- wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²
- krótkie spodenki z rozcięciem w części tylnej
- całkowicie nieprzezroczyste
- jednorazowego użytku

kod	materiał	rozmiar	gramatura	opakowanie jednostkowe
BT-0023-35B-SMS	włóknina SMS	uniwersalny	35 g/m ²	10 szt.
BT-0023-35B-SMS-XL	włóknina SMS	XL	35 g/m ²	10 szt.



opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.



dostępne kolory:



SPODENKI DO KOLONOSKOPII

z włókniny polipropylenowej, niejałowe

właściwości:

- wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m²
- krótkie spodenki z rozcięciem w części tylnej
- jednorazowego użytku

kod	materiał	rozmiar	gramatura	opakowanie jednostkowe
BT-0023-40DB	włóknina polipropylenowa	uniwersalny	40 g/m ²	10 szt.



opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.



dostępne kolory:



SPÓDNICA GINEKOLOGICZNA

włókninowa, niejąłowa

właściwości:

- wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m²
- wymiary: 160 cm (w pasie po rozciągnięciu)
- jednorazowego użytku

kod	materiał	rozmiar	gramatura	opakowanie jednostkowe
BT-0025-40DB	włóknina polipropylenowa	uniwersalny	40 g/m ²	10 szt.



opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.



dostępne kolory:



MAJTKI

do badań, jednorazowego użytku, niejąłowe

właściwości:

- wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m²
- zapewniają pacjentowi poczucie intymności podczas zabiegów
- jednorazowego użytku

kod	materiał	rozmiar	gramatura	opakowanie jednostkowe
BT-0024-40DB	włóknina polipropylenowa	uniwersalny	40 g/m ²	10 szt.



opakowanie zbiorcze:
20 x 10 szt.



dostępne kolory:



MAJTKI

do badań, jednorazowego użytku, niejąłowe

właściwości:

- wykonane z włókniny Spunlace o gramaturze 45 g/m²
- zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością, a dodatkowo jest przyjemna w dotyku, co wpływa na zwiększenie odczuwanego komfortu podczas użytkowania
- zapewniają pacjentowi poczucie intymności podczas zabiegów
- jednorazowego użytku

kod	materiał	rozmiar	gramatura	opakowanie jednostkowe
BT-0026-45W-SPN	włóknina Spunlace	uniwersalny	45 g/m ²	25 szt.



opakowanie zbiorcze:
20 x 25 szt.



dostępne kolory:





OCHRANIACZE NA BUTY

Ochrona przed zanieczyszczeniami.

OCHRANIACZE NA BUTY niejałowe

właściwości:

- wykonane z polietylenu lub z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m² lub 40 g/m² (z warstwą antypoślizgową)
- ściągane gumką
- przeznaczone do ochrony przed wnoszeniem zabrudzeń do pomieszczeń wymagających zachowania pełnej czystości
- podwyższona wytrzymałość
- jednorazowego użytku

kod	materiał	gramatura	rozmiar	kolor	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
BT-010-G	włóknina	30 g/m ²	38 cm x 17 cm	zielony	100 szt.	10 x 100 szt.
BT-010-B	włóknina	30 g/m ²	38 cm x 17 cm	niebieski	100 szt.	10 x 100 szt.
BT-011-B	włóknina z warstwą antypoślizgową	40 g/m ²	38 cm x 17 cm	niebieski	100 szt.	10 x 100 szt.
BT-002-PEB	folia (polietylen)		41 cm x 15 cm	niebieski	100 szt.	20 x 100 szt.



dostępne kolory:



OCHRANIACZE NA BUTY wysokie, niejałowe

właściwości:

- wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m²
- ściągane gumką
- przeznaczone do ochrony przed wnoszeniem zabrudzeń do pomieszczeń wymagających zachowania pełnej czystości
- podwyższona wytrzymałość
- jednorazowego użytku

kod	materiał	gramatura	rozmiar	kolor	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
BT-013-B	włóknina polipropylenowa	30 g/m ²	47 cm x 38,5 cm	niebieski	100 szt.	10 x 100 szt.
BT-013-G	włóknina polipropylenowa	30 g/m ²	47 cm x 38,5 cm	zielony	100 szt.	10 x 100 szt.



dostępne kolory:





POŚCIEL I PODKŁADY JEDNORAZOWE


Praktyczne rozwiązanie mające na celu ochronę pacjenta i materaców przed zanieczyszczeniami oraz zarazkami.

PRZEŚCIERADŁO MEDYCZNE

jednorazowego użytku, niejałowe

właściwości:

- wykonane z włókniny polipropylenowej, włókniny polipropylenowej foliowanej lub włókniny SMS
- rozmiar: wg specyfikacji klienta
- kolor: zielony lub niebieski
- rodzaj opakowania: jednostkowe - folia, zbiorcze - karton



kod	materiał	gramatura	rozmiar*	kolor
BT-030-PP-17-„X” x „Y” - G (X - szerokość, Y - długość)	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	X cm x Y cm X - szerokość (cm) Y - długość (cm)	zielony
BT-030-PP-25-„X” x „Y” - G (X - szerokość, Y - długość)	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²		zielony
BT-030-PP-35-„X” x „Y” - G (X - szerokość, Y - długość)	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²		zielony
BT-030-PF-25-„X” x „Y” - G (X - szerokość, Y - długość)	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²		zielony
BT-030-PF-45-„X” x „Y” - G (X - szerokość, Y - długość)	włóknina polipropylenowa foliowana	45 g/m ²		zielony
BT-030-SMS-35-„X” x „Y” - B (X - szerokość, Y - długość)	włóknina SMS	35 g/m ²		niebieski

*wg specyfikacji klienta

POSZEWKA MEDYCZNA

jednorazowego użytku, niejałowa

właściwości:

- wykonana z włókniny polipropylenowej
- kolor: zielony

kod	gramatura	rozmiar	opakowanie jednostkowe
BT-PP-25G1	25 g/m ²	60 cm x 80 cm	50 szt.
BT-PP-25G6	25 g/m ²	80 cm x 90 cm	50 szt.

 opakowanie zbiorcze:
10 x 50 szt.

 dostępne kolory:




POSZWA MEDYCZNA

jednorazowego użytku, niejałowa

właściwości:

- wykonana z włókniny polipropylenowej
- kolor: zielony

kod	gramatura	rozmiar	opakowanie jednostkowe
BT-PZ-25G1	25 g/m ²	160 cm x 210 cm	10 szt.

 opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.

 dostępne kolory:




KOMPLET POŚCIELI MEDYCZNEJ

jednorazowego użytku, niejałowy

właściwości:

- wykonany z włókniny polipropylenowej
- zawiera:
 - prześcieradło: 150 cm x 210 cm
 - poszwę na kołdrę: 160 cm x 210 cm
 - poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm

kod	gramatura	kolor	opakowanie jednostkowe
BT-ZES-25G3	25 g/m ²	zielony	1 kpl.
BT-ZES-40G3	40 g/m ²	zielony	1 kpl.
BT-ZES-40W3	40 g/m ²	biały	1 kpl.



opakowanie zbiorcze:
25 x 1 szt.



dostępne kolory:



PODKŁAD CHŁONNY

niejałowy

właściwości:

- wykonany z pięciu warstw:
 - laminat + wata celulozowa + pulpa celulozowa + wata celulozowa + włóknina PP
- wkład chłonny pikowany
- podfoliowana, nierzemakalna część spodnia
- jednorazowego użytku

kod	rozmiar	opakowanie jednostkowe
BT-PC4060	40 cm x 60 cm	25 szt.
BT-PC6060	60 cm x 60 cm	25 szt.
BT-PC6090	60 cm x 90 cm	25 szt.



opakowanie zbiorcze:
4 x 25 szt.



PODKŁAD CHŁONNY NA STÓŁ OPERACYJNY

niejałowy


właściwości:

- wykonany z pięciu warstw: włóknina polipropylenowa, warstwa celulozy, pulpa celulozowa z superabsorbentem SAP, warstwa celulozy, folia PE
- wkład chłonny pikowany z dodatkiem superabsorbentu SAP
- podfoliowana, nieprzenikniona część spodnia
- jednorazowego użytku

kod	rozmiar	opakowanie jednostkowe
BT-PC100225	100 cm x 225 cm	10 szt.



opakowanie zbiorcze:
2 x 10 szt.



PRZEŚCIERADŁO MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

wzmocnione, niejałowe

właściwości:

- wykonane z papieru laminowanego folią
- wzmocnione 8 lub 48 nitkami
- gramatura 40 g/m² (23 g/m² papier, 17 g/m² folia)
- miękkie, wodoodporne, chłonne, wytrzymałe
- kolor biały z niebieskimi nitkami

kod	rodzaj	wymiary	opakowanie jednostkowe
BT-PW101	8 nitek	80 cm x 210 cm	25 szt.
BT-PW401	48 nitek	80 cm x 210 cm	25 szt.



opakowanie zbiorcze:
4 x 25 pcs

8 nitek



48 nitek




TERMICZNE OKRYCIE PACJENTA SOFT

niejałowe

właściwości:

- wykonane z włókniny Spunlace z poliestrowym wypełnieniem dającym komfort ciepły
- posiada szwy ultradźwiękowe na całej powierzchni
- możliwość podgrzania w urządzeniu podgrzewającym
- nie zawiera lateksu
- kontrolowany poziom czystości mikrobiologicznej
- jednorazowego użytku

kod	rozmiar	materiał zewnętrzny	opakowanie jednostkowe	 opakowanie zbiorcze
BT-KO21S	110 cm x 120 cm	włóknina Spunlace	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-KO22S	110 cm x 210 cm	włóknina Spunlace	1 szt.	25 x 1 szt.




TERMICZNE OKRYCIE PACJENTA

niejałowe

właściwości:

- wykonane z włókniny polipropylenowej z poliestrowym wypełnieniem dającym komfort ciepły
- posiada szwy ultradźwiękowe na całej powierzchni
- możliwość podgrzania w urządzeniu podgrzewającym
- nie zawiera lateksu
- kontrolowany poziom czystości mikrobiologicznej
- jednorazowego użytku

kod	rozmiar	materiał zewnętrzny	opakowanie jednostkowe	 opakowanie zbiorcze
BT-TOP-11P	110 cm x 120 cm	włóknina polipropylenowa	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-TOP-12P	110 cm x 210 cm	włóknina polipropylenowa	1 szt.	25 x 1 szt.
BT-TOP-13P	150 cm x 210 cm	włóknina polipropylenowa	1 szt.	20 x 1 szt.





KOMBINEZON OCHRONNY

Kombinezon ochronny Safe+ przed czynnikami chemicznymi i infekcyjnymi TYP 4b-5b-6b.



Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) to produkty, które chronią przed jednym lub licznymi zagrożeniami mogącymi mieć wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie użytkownika. Rozwiązania te muszą być zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. ŚOI dzieli się na trzy kategorie według stopnia zagrożenia.

Kombinezon to środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425



Kategoria trzecia obejmuje produkty o złożonej konstrukcji, przeznaczone do ochrony zdrowia lub życia przed zagrożeniami, które mogą powodować śmierć lub nieodwracalne uszkodzenia zdrowia

normy:



Kombinezon to środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Odzież ochronna. Wymagania ogólne



EN 14605:2005+A1:2009 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4])



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi. Część 1: Wymagania dotyczące odzieży chroniącej całe ciało przed działaniem stałych cząstek substancji chemicznych unoszących się w powietrzu



EN 13034:2005+A1:2009 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej, ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB[6] odzieży)



EN 1073-2:2002 Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi. Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące nie wentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi



EN 14126:2003 + AC:2004 Odzież ochronna. Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi

klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego
klasa 6 Odporności na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone cieczy
klasa 3 Odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli
klasa 3 Odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych



EN 1149-5:2018 Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

EN 14325:2004 Odzież chroniąca przed chemikaliami. Metody badania i klasyfikacji materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed chemikaliami

właściwości:

- wykonany z laminatu (włókniyny polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63g/m²
- szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą
- wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem
- wyposażony w gumkę w pasie, nadgarstkach oraz kostkach
- suwak zakryty samoprzylepną patką
- dostępny w wersji z butami



SIZE ROZMIAR	86-94	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141
158-166	S					
166-174		M				
174-182			L			
182-190				XL		
190-198					XXL	
198-206						XXXL



kod	rozmiar	wersja	opakowanie jednostkowe
BS-KCB02-S	S	bez butów	1 szt.
BS-KCB02-M	M	bez butów	1 szt.
BS-KCB02-L	L	bez butów	1 szt.
BS-KCB02-XL	XL	bez butów	1 szt.
BS-KCB02-XXL	XXL	bez butów	1 szt.
BS-KCB02-XXXL	XXXL	bez butów	1 szt.
BS-KCB02-B-S	S	z butami	1 szt.
BS-KCB02-B-M	M	z butami	1 szt.
BS-KCB02-B-L	L	z butami	1 szt.
BS-KCB02-B-XL	XL	z butami	1 szt.
BS-KCB02-B-XXL	XXL	z butami	1 szt.
BS-KCB02-B-XXXL	XXXL	z butami	1 szt.



ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Skontaktuj się z nami:

DZIAŁ SPRZEDAŻY

+48 32 376 07 50-55
fax +48 32 274 72 84
e-mail: zarys@zarys.pl

SIEDZIBA FIRMY

+48 32 271 69 91
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze

DZIAŁ SPRZEDAŻY HURTOWEJ

+48 32 376 07 40, 47, 49, 53
+48 787 094 154
e-mail: dzial.hurt@zarys.pl

CENTRUM LOGISTYCZNE

ul. Guido Henckela Donnersmarcka 1
41-807 Zabrze (KSSE Zabrze)

Nasza oferta obejmuje również sprzęt medyczny z następujących dziedzin:

- medycyna ogólna
- rękawice medyczne
- anestezjologia
- biopsja
- drenaż ran
- urologia
- worki do zbiórki moczu i urologia
- onkologia
- radiologia
- elektromedycyna
- laboratorium
- chirurgia pola operacyjnego
- chirurgiczne serwety, zestawy i fartuchy ALPHAtex
- materiały opatrunkowe
- elektrochirurgia
- aparatura medyczna
- laparoscopia
- szwy chirurgiczne

W W W . Z A R Y S . P L